

ENDOPROTHESES ENTERALES : Duodénales & Pyloriques



STERILE EO

2

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet
Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72
E-mail : life@lifeurope.com
Site Internet : www.lifeurope.com

Correspondant matériovigilance

Responsable qualité
Tél : 01 49 88 01 01
Fax : 01 49 88 83 45
E-mail : quality@lifeurope.com

2- ELEMENTS COMMUNS A TOUTES LES ENDOPROTHESES DUODENALES ET PYLORIQUES HANAROSTENT ®

Prothèse Duodénales et Pyloriques Hanarostent® :

Maillage en nitinol a mémoire de forme, monofilament, avec extrémités atraumatiques.
Grande flexibilité de la prothèse pour une bonne conformité avec l'anatomie du patient.
Maillage croisé oblique pour une force radiale élevée et un largage progressif.
Extrémités avec évasements non couverts, pour réduire les risques de migration.
12 repères radio-opaques en or.

Introducteur Dolphin :

Introducteur TTS, armé, transparent.
Olive profilée atraumatique, permettant le bon franchissement des sténoses.
Prothèse recapturable à +70%.

3- NON COUVERTE

Dénomination commerciale :


HANAROSTENT® NDS

Description :

Endoprothèse duodénale / pylorique métallique auto-expansible.

Non couverte.

1 lasso de repositionnement



Indications : Ce stent est indiqué pour le traitement palliatif d'une sténose du duodénum provoquée par une tumeur maligne.

Référence	Prothèse (mm)			Introducteur			Lasso	Guide
	Longueur utile	Longueur Totale	Diamètres	Longueur (cm)	Diamètre (mm / fr)	Rechargeable		
NDS-20-080-230	44	80	25-20-25	230	3.33 / 10.2	Oui	Oui, 1	0.038"
NDS-20-110-230	74	110	25-20-25	230	3.33 / 10.2	Oui	Oui, 1	0.038"
NDS-20-140-230	104	140	25-20-25	230	3.33 / 10.2	Oui	Oui, 1	0.038"

4- PARTIELLEMENT COUVERTE

Dénomination commerciale :


HANAROSTENT® NDC

Description :

Endoprothèse duodénale / pylorique métallique auto-expansible.

La partie centrale de la prothèse est couverte, les évasements sont sans silicone pour limiter les risques de migration.

1 lasso de repositionnement.




Indications : Ce stent est indiqué pour le traitement palliatif d'une sténose du duodénum provoquée par une tumeur maligne.

Référence	Prothèse (mm)			Introducteur			Lasso	Guide
	Longueur utile	Longueur Totale	Diamètres	Longueur (cm)	Diamètre (mm / fr)	Rechargeable		
NDC-20-090-230	54	90	26-20-26	230	3.33 / 10.2	Oui	Oui, 1	0.038"
NDC-20-110-230	74	110	26-20-26	230	3.33 / 10.2	Oui	Oui, 1	0.038"


5- SYSTEME DE LARGAGE TTS

Dénomination commerciale :

DOLPHIN® OTW



Introduceur Dolphin – TTS et Percutané



6- AUTRES INFORMATIONS

Matériaux de la prothèse Hanarostent :

Maillage : Nitinol
Couverture : Silicone
Marques radio-opaques : Or
Lasso : Polypropylène

Présence de :

Latex : ☐ Oui ☒ Non
Produit d'origine animale : ☐ Oui ☒ Non
PVC : ☐ Oui ☒ Non
Phtalate et DEHP : ☐ Oui ☒ Non



Stérilité :

Stérile : ☒ Oui ☐ Non
Mode de stérilisation : Oxyde d'Ethylène
Nombre d'utilisations : Usage Unique

STERILE EO



Conservation :

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (15-35°C)
Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption : 3 ans

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice



Fabricant :

Fabricant : M. I. Tech, Co., Ltd
Pays : Corée

Marquage CE :

Marquage CE accordé par DNV, N° d'organisme : 0434
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe II.4
Produit de classe II b, selon l'Annexe IX, règle 5

Autres données :

Code LPPR : 318 40 93
Classement GMDN : 32640
Présence d'un code barre : ☒ Oui ☐ Non
Référentiel utilisé : ☐ HIBC ☒ GS1-128
Avec les informations :
Référence : ☒ Oui ☐ Non
N° de lot : ☒ Oui ☐ Non
Date de péremption : ☒ Oui ☐ Non

DUODENAL & PYLORIC STENTS



STERILE EO

2

1- DISTRIBUTOR

LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Gallieni – 93170 Bagnole - France
Tel: +33 1 49 88 01 01 / Fax: +33 1 48 59 70 72
E-mail: life@lifeurope.com
Website: www.lifeurope.com

EU Representative

Quality Manager
Tel: + 33 1 49 88 01 01
Fax: +33 1 49 88 83 45
E-mail: quality@lifeurope.com


2- NON COVERED

Product name:

HANAROSTENT® NDS

Description:

Auto-expandable duodenal / pyloric metallic stent.
Non covered.
1 lasso for repositioning.



Indications: this stent is indicated for application in palliative treatment of duodenum stricture caused by malignant tumours.

Reference	Stent (mm)			Delivery device			Lasso	Guide
	Usable length	Total length	Diameters	Length (cm)	Diameter (mm / fr)	Reloadable		
NDS-20-080-230	44	80	25-20-25	230	3.33 / 10.2	Yes	Yes, 1	0.038"
NDS-20-110-230	74	110	25-20-25	230	3.33 / 10.2	Yes	Yes, 1	0.038"
NDS-20-140-230	104	140	25-20-25	230	3.33 / 10.2	Yes	Yes, 1	0.038"


3- PARTLY COVERED

Product name:

HANAROSTENT® NDC

Description:

Auto-expandable duodenal / pyloric metallic stent.
The central part of the stent is covered, the flares do not have any silicone covering to reduce the risks of migration.
1 lasso for repositioning.




Indications: this stent is indicated for application in palliative treatment of duodenum stricture caused by malignant tumours.

Reference	Stent (mm)			Delivery device			Lasso	Guide
	Usable length	Total length	Diameters	Length (cm)	Diameter (mm / fr)	Reloadable		
NDC-20-090-230	54	90	26-20-26	230	3.33 / 10.2	Yes	Yes, 1	0.038"
NDC-20-110-230	74	110	26-20-26	230	3.33 / 10.2	Yes	Yes, 1	0.038"


4- DELIVERY DEVICE TTS

Product name:

DOLPHIN® OTW



Dolphin Introducer – TTS and percutaneous



5- OTHER DATA

Hanarostent Materials:

Knitting: Nitinol
 Covering: Silicone
 Radio-opaque markers: Gold
 Lasso: Polypropylene

With:

Latex: ☐ Yes ☒ No
 Products of animal origin: ☐ Yes ☒ No
 PVC: ☐ Yes ☒ No
 Phthalates and DEHP: ☐ Yes ☒ No



Sterilisation:

Sterile: ☒ Yes ☐ No
 Sterilisation mode: ETO
 Single use: ☒ Yes ☐ No


STERILE EO



Storage:

Storage conditions: Controlled room temperature (15-35°C)
 Keep away from light and moisture
 Use by date: 3 years

Utilisation

Correct & safe use: Cf. Instructions for use 
 User advice (precaution and contraindications): Instructions for use
 Indications (CE mark destination): Cf. Instructions for use

Manufacturer information:

Manufacturer: M. I. Tech, Co., Ltd
 Country: Korea

CE Mark

CE mark granted by DNV, Certifying Body N°0434
 According to European directive 93/42/CEE – Annex II.4
 Class II b product according to Annex IX, rule 5

Other data

LPPR code: 318 40 93
 GMDN class: 32640
 Bar code: ☒ Yes ☐ No
 Reference used: ☐ HIBC ☒ GS1-128
 With the information:
 Reference: ☒ yes ☐ No
 Lot number: ☒ Yes ☐ No
 Use by date: ☒ Yes ☐ No